



**TAPE TAP**

**CATALOGO  
MÉDICO**

[www.tapetap.mx](http://www.tapetap.mx)

## Celopor



### PRESENTACIONES

Código	Descripción	Pzas. por Caja
5801210600	060.203.0306.11.01 microporosa	24 rollos
5802510600	060.203.0397.11.01 microporosa	12 rollos
5805010600	060.203.0363.11.01 microporosa	6 rollos
5807510600	060.203.0405.11.01 microporosa	4 rollos

### Descripción:

Cinta para uso quirúrgico microporosa de tela no tejida unidireccional

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades	Unidad	Especificación	Método/Referencia	Resultado
Acabado:	---	Libre de suciedad, rasgaduras o partes delgadas	Visual	cumple
<b>Dimensiones:</b>				
Ancho:	cm	5.0 ±0.2	NMX-BB-21	5 cm
Longitud:	m	10.0 mínimo		10 m
Resistencia al desenrollado	N / cm	2.94 máximo	NMX-BB-21	0.42 N/cm
<b>Densidad del Tejido:</b>				
Resistencia a la Adhesividad:	N/cm	1.27 mínimo	ASTM-D-3330 M	1.91 N/cm
Resistencia al Rasgado (Sentido Longitudinal):	g	45 mínimo	ASTM-D-1424	106.99 g
Resistencia a la Tensión:	N/cm	9.8 mínimo	ASTM-D-3759	12.16 N/cm
Elongación:	%	8 mínimo	ASTM-D-3759	8.12 %
Porosidad (Cinta con el Adhesivo):	s/100 cm <sup>3</sup>	100 máximo	ASTM-D-726	9.3 s/ 100 cm <sup>3</sup>
Irritabilidad en piel	--	Menor a 1.0 tanto para piel erosionada.	MGA0515	0.6 No irritable

### ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.

**IMPORTANTE:** Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

## CINTA TESTIGO



### PRESENTACIONES

Código	Descripción	Pzas. por Caja
2341850100	060.203.0207.11.01 CINTA TEST	48 Rollos
2341850600	060.203.0207.11.01 CINTA TESTI	48 Rollos

**Descripción:**  
Cinta testigo para esterilización.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas	Especificación	Resultados
Ancho de cinta	18 mm + 1 mm	18 mm
Longitud de cinta:	50 m + 1 m	50 m
Adhesión al acero	246 g/cm	543.58 g/ cm
Adhesión al acero envejecido	246 g/cm	448.43 g/ cm
Elongación Original	6 % mín.	11.53 0/0
Resistencia a la Tensión	2.8 kg/cm mín	4.11 Kg/ cm
Tensile Humedo	1.0 kg/cm mín	2.67 Kg/ cm
Adhesión al respaldo	1000 g máx	241.16 g
Espesor de la cinta con adhesivo	0.20 mm + 0.05 mm	0.20 mm
Estabilidad del adh. (Autoclave)	No debe de manchar ni delaminar	Estable
Revelado del pigmento indicador		
Calor Seco	No debe haber vire	No hay vire
En autoclave	Vire a color café o negro	Cumple
Permanencia del marcado al autoclave	Debe pasar la prueba	Pasa prueba
Fuerza de desenrollado	150 - 1000 g	230.16 g

### ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.

**IMPORTANTE:** Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.



## Telacinta



### PRESENTACIONES

Código	Descripción	Piezas por Caja
5707510600	060.869.0251.11.01 TELA ADHESIVA	4 Rollos

### Descripción:

Tela adhesiva de acetato con adhesivo en una de sus caras.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades	Unidad	Especificación	Método	Resultado
Acabado:	---	Libre de suciedad, rasgaduras o partes delgadas y partes deshilachadas	FEUM-SDM-2014 PAG. 483	cumple
<b>Dimensiones:</b>				
Ancho:	cm	7.5 ±0.2	FEUM-SDM-2014	7.5 cm
Longitud:	m	10.0 mínimo	PAG. 483	10 m
Contenido de fibral	%	100 % acetato	---	cumple
<b>Densidad del Tejido:</b>				
Urdimbre:	hilos/cm	40 mínimo	FEUM-SDM-2014	72 hilos / cm
Trama:	hilos/cm	16 mínimo	PAG. 483	16 hilos / cm
Resistencia al desenrollado:	N/cm	5.88 máximo	FEUM-SDM-2014 PAG. 483	1.07 N/cm
Resistencia a la Adhesividad:	N/cm	2.94 a 5.88	FEUM-SDM-2014 PAG. 484	4.13 N/cm
Resistencia al Rasgado (Sentido Longitudinal):	g	250 a 1300	FEUM-SDM-2014 PAG- 484	407.41 g
Tensile Urdimbre:	N/cm	58.86 mínimo	EUM-SDM-2014 PAG, 485	70.35 N/cm
Cenizas	%	20 máximo	MGA0751 (FEUM Suplemento para dispositivos medicos, 2006)	10 %
Irritabilidad en piel	-	Menor a 1.0 tanto para piel erosionada.	MGA0515 (FEUM Suplemento para dispositivos medicos, 2006)	0.4 No irritable

### ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.

**IMPORTANTE:** Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

The logo for Tape Tap features the words "TAPE TAP" in a bold, white, sans-serif font. The text is centered within a white double-line rectangular border. On the left side of the border, there is a white chevron shape pointing to the right, which frames the start of the text.

# TAPE TAP

[www.tapetap.mx](http://www.tapetap.mx)

---

[ventas@tapetap.mx](mailto:ventas@tapetap.mx)  
Tel. +52 1 5539009844